

Technische kaart – Tookan®

Afbeelding



Afmetingen

L x B x H : 26,5 x 7,5 x 9,0 cm.

De Tookan wordt standaard geleverd met bijbehorende zakjes welke aan de achterkant bewaard kan worden.

Afmeting zakjes:

L x B : 12,0 x 5,0 cm

Basisonderhoud

Volg de schoonmaakinstructies.

Do's & Don'ts

Medifix adviseert u uitdrukkelijk om vooraf via de apotheek en de arts te controleren of het desbetreffende medicijn inderdaad vermalen mag worden!

Eigen gewicht

1,7 kg.

Garantie

1 jaar.

Materialen

- Basis van gepoedercoat staal.
- Handvat van aluminium.
- Binnenkant van geanodiseerd aluminium, roestvrij.

Schoonmaakinstructies

Alleen schoonmaken met een reinigingsmiddel dat geen residu achterlaat. Bijvoorbeeld alcohol.

Stof- en waterdichtheid

De Tookan kan met water schoon gemaakt worden.

Toepassing

De Tookan is een apparaat voor het verpulveren van medicijnen. Het is een handzaam apparaat dat pillen met een simpele beweging moeiteloos verandert in fijn poeder.

Geen kruisbesmettingen, door het gebruik van afzonderlijke wegwerp zakjes.

De verpleegkundige die verpulvert hoeft geen kracht te zetten.

Verplaatsen

De Tookan is compact, licht en heeft geen stroom of batterijen nodig. Hierdoor is hij altijd makkelijk op of in een medicijnwagen mee te nemen tijdens een verdelronde.

Bij technische problemen

Contact opnemen met telefoonnummer 013 – 511 11 11 (tijdens kantooruren)