


Kleuren en patronen



SILENTIA EINDSCHEM VAN 1,5 METER

Art. nr. 6522, hoogte 1,55 meter
Art. nr. 6523, hoogte 1,85 meter

Uitgeklapt is het eindscherm 1,5 meter breed en ingeklapt is het 0,55 meter. Het is bedoeld voor situaties waarin een vrijstaand scherm nodig is, bijvoorbeeld aan het voeteneinde van een bed of bij het omkleden. De compacte wielbasis bespaart waardevolle vloerruimte en de geringe hoogte vermindert de kans op struikelen.



SILENTIA EINDSCHEM VAN 2 METER

Art. nr. 6525, hoogte 1,55 meter
Art. nr. 6526, hoogte 1,85 meter

Uitgeklapt is het eindscherm 2 meter breed en ingeklapt is het 0,55 meter. Het biedt privacy als afscheiding bij het voeteneinde van een bed, in gangen of bij het omkleden. Het is mogelijk de wielen te blokkeren als het scherm is uitgeklapt. De compacte wielbasis bespaart waardevolle vloerruimte en de geringe hoogte vermindert de kans op struikelen.



SCHERMTROLLEY

Art. nr. 6514, hoogte 1,45 meter
Art. nr. 6518, hoogte 1,65 meter
Art. nr. 6520, hoogte 1,85 meter

Een accessoire voor vouwschermen die maximaal 15 panelen lang zijn. EasyClick bevestiging van een scherm. **Opmerking:** De langste schermen (12–15 panelen) worden in een L-vorm rond het bed geplaatst.