

Technische kaart – Babyweegschaal PF75

Afbeelding



Afmetingen

L x B x H : 55 x 36 x 12 cm.

Weegoppervlak:

L x B : 54 x 25 cm.

Basisonderhoud

Volg de schoonmaakinstructies. Om precisie op peil te houden is onderhoud noodzakelijk. Het kan zijn dat uw bedrijf verplicht om de meetinstrumenten periodiek te keuren. Op eigen verzoek kunnen ook keuringen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld omdat men wil weten of alles nog naar behoren functioneert. De keuring en kalibratie kan via Medifix geregeld worden.

Belastbaarheid

De babyweegschaal is maximaal te belasten met 15 kg.

Brandveiligheid

Het materiaal (Trespa) is hittebestendig en voldoet aan nationale en internationale brandveiligheidsnormen.

Eigen gewicht

6 kg.

Garantie

1 jaar, op de constructie.

Materialen

- De weegschaal is gemaakt van Trespa Virtuon.
- De kussens (optioneel) zijn van kunstleer.

Meetlat (optioneel)

- Naar keuze mechanisch of digitaal.
- Meet van 40 tot 65 cm (optioneel van 35 tot 60 cm).
- Is uitschuifbaar.

Nauwkeurigheid

5 gr tot 10 kg en daarboven 10 gr. (optioneel ook 5 gr boven 10 kg).

Schoonmaakinstructies

- Dagelijks schoonmaken met water en neutrale zeep.
- Indien nodig ontsmetten met een gangbaar ontsmettingsmiddel (alcohol 70%).

Stof- en waterdichtheid

IP42 (display IP65).

Temperatuur- en luchtvochtigheidseisen

0 tot 40°C / < 85% HR.

Toepassing

De PF75 is een babyweegschaal, geschikt om kinderen tot 15 kg mee te wegen.

Mits uitgerust met een meetlat, is hij eveneens bedoeld voor het vaststellen van de lichaamslengte.

Verplaatsen

Makkelijk te verplaatsen door z'n geringe omvang en gewicht.

Voeding

2 lithiumbatterijen AA van 3.6 volt of optioneel via het lichtnet.

Wettelijke conformiteit



- 93/42 EEG (richtlijn medische hulpmiddelen).
- 90/384 EEG (richtlijn niet-automatische weegwerktuigen, klasse III) / NEN 45501.
- 89/336 EEG en de wijziging 93/68/EEG (elektromagnetische compatibiliteit).
- 73/23/EEG en de wijziging 93/68/EEG (laagspanningsrichtlijn).
- NEN 60601 (medische elektrische toestellen).

Bij technische problemen

Contact opnemen met telefoonnummer 013 – 511 11 11 (tijdens kantooruren)